

HEMOCARE



ÜBERSICHT PRODUKTE

Inhalt

Schlafapnoetherapie

prisma20A	3
prisma25S	3
prisma30ST	4
prismaCR	4

Außerklinische Beatmung

VENTIlogic LS	5
prisma VENT40	5
prisma VENT50	6
prisma VENT50-C	6

Sauerstofftherapie

Inogen G3	7
-----------------	---

Nasal Masken

CARA	8
JOYCEone	8
JOYCEeasy	9
JOYCE Silk Gel	9

Full Face Masken

CARA Full Face	10
JOYCEone Full Face	10
JOYCEeasy Full Face	11
JOYCEeasy next FF	11
JOYCE Full Face SilkGel	12

Minimalkontaktmasken

NP 15	13
-------------	----

Masken Klinik

JOYCEclinic FF	13
----------------------	----

Absaugung

Allegra M30	14
-------------------	----

High-Flow-Therapie

LM Flow 100	15
MyAirvo 2	15

Atemluftbefeuchter

prismaAQUA	16
SOMNOaqua	16
VENTIclick	17
prismaVENT AQUA.....	17
AIRcon.....	17

Polysomnographie

Sonata	18
MiniScreen PRO	18

Polygraphie

MiniScreen premium.....	19
MiniScreen plus	19
SOMNOcheck micro CARDIO	20

Atemdiagnostik

LEOSound	20
----------------	----

Weitere Produkte

LÖWOSAN Maskenreiniger.....	21
CPAP Kissen.....	22
Gecko Nasenpflaster.....	22
SchnarchStopp	23
Z1Reise APAP.....	23



prisma20A

Das Auto-CPAP-Gerät aus der Premium-Gerätelinie prisma von Löwenstein Medical bietet alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Therapieverlauf. Funktionelle Bedienoberfläche mit großem Touch-Display, exzellenter Motor mit hohen Leistungsreserven, intelligente Druckregulation im Atemzyklus. Umfangreiche Komfortfunktionen und der validierte Auto-CPAP-Algorithmus mit FOT-Technologie. Der anklickbare Atemgasanfeuchter prismaAQUA verfügt über die Option zur Schlauchheizung.

Artikelnummer:
 29600HL-4110 prisma20A mit Premium Tasche
 29601HL-4110 prisma20A mit Basic Tasche

Artikelnummer Schlauchsystem:
 29083 beheizbarer Schlauch prisma 15 mm

Neuer Bilevel-Algorithmus
 ab 03/2020



prisma25S

Dieses BiLevel-Auto-Gerät von Löwenstein Medical setzt mit zahlreichen Innovationen neue technische Maßstäbe in seiner Produktklasse. Großes, farbiges Touchdisplay. Intelligente Triggerfunktionen. Wahlweise mit TRI-Level, dem klinisch validierten Algorithmus für maximale Druckeinsparung. Optional mit prismaAQUA und Schlauchheizung.

Artikelnummer:
 29900HL-4110 prisma25S

Artikelnummer Schlauchsystem:
 29067 beheizbarer Schlauch prisma 19 mm

Schlafapnoetherapie

Neuer Bilevel-Algorithmus
ab 03/2020



prisma30ST

Dank des speziellen autoS/T-Modus mit einstellbarem Zielvolumen sowie autoEPAP und Hintergrundfrequenz bietet prisma30ST eine komfortable Beatmung, die einen schnellen und nachhaltigen Therapieerfolg für Patienten mit einer Kombination aus respiratorischer Insuffizienz und schlafbezogener Atmungsstörung ermöglicht. Durch vielfältige Beatmungsmodi und einen großen Druckbereich von 4 – 30hPa kann eine individuelle Therapieeinstellung erfolgen, die nach Bedarf eine natürliche oder synchrone Atmung erzeugt.

Artikelnummer:
29930HL-4110 prisma30ST

Artikelnummer Schlauchsystem:
29067 beheizbarer Schlauch prisma 19 mm



prismaCR

Das Spitzenprodukt der prisma-Serie verbindet einen modernen Hochleistungsblower mit der klinisch evaluierten Beatmungstechnik von Löwenstein Medical zur Behandlung zentraler und komplexer schlafbezogener Atmungsstörungen. Antizyklische Servoventilation (AcSV) mit Auto-EPAP-Steuerung und optionale TRILEvel-Technik sorgen für hervorragende individuelle Therapieoptionen, einzigartig ist dabei der mögliche Druckbereich von 4-30 hPa.

Artikelnummer:
29960HL-4110 prismaCR

Artikelnummer Schlauchsystem:
29067 beheizbarer Schlauch prisma 19 mm

Schlafapnoetherapie



VENTIlogic LS

VENTIlogic LS bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Vielseitigkeit – jeden Tag, jederzeit. Speziell für die invasive und nicht-invasive Beatmung von Kindern und Erwachsenen im stationären, mobilen und häuslichen Bereich entwickelt. Das Gerät verfügt über einzigartige Funktionen wie LIAM (Lung Insufflation Assist Manöver) zur Unterstützung des Hustenstoßes, TA-Modus (Timed Adaptiv) zur effektiven Entlastung der Atempumpe, AirTrap Control zur automatischen Ausatemüberwachung, Triggersperrzeit für einen effektiven Schutz vor Fehltriggerung, expiratorischer Druckrampe zur Steigerung des Ausatemvolumens und der Volumenkompensation für ein stabiles Tidalvolumen. VENTIlogic LS kann individuell mit einem Leckage- oder Einschlauchsystem betrieben werden. Zusätzlich bietet VENTIlogic LS ein Doppelschlauchsystem mit Patientenventil und volumenkontrollierte Beatnungsmodi.

Artikelnummer: 27940 VENTIlogic LS



prisma VENT40

Das moderne Beatmungsgerät prisma VENT40 bietet Sicherheit und Flexibilität: Dank des großen Druckbereichs bis 40 hPa und der Volumenkompensation ist das Gerät für die Therapie eines breiten Spektrums an Erkrankungen bestens geeignet. prisma VENT40 verfügt über ein vollständiges Alarmmanagement, ein integriertes Netzteil und einen optionalen internen Akku. So kann prisma VENT40 problemlos transportiert und stets sicher verwendet werden.

Artikelnummer: 29550HL-4110 prisma VENT40



prisma VENT50

Neben der Beatmung im Leckagesystem wie bei prisma VENT40 ist es mit dem neuen prisma VENT50 jetzt auch möglich, das Einschlauchsystem mit Patientenventil zu verwenden. Hinzu kommen ein noch größerer Druckbereich bis 50 hPa, druck- und volumenkontrollierte Mundstückbeatmungsmodi (MPVp und MPVv) und LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) zur Hustenunterstützung und zum Sekretmanagement. Das prisma VENT 50 verfügt über ein umfassendes Alarmmanagement und einen Akku mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer.

Artikelnummer: 4CH11595 prisma VENT50



prisma VENT50-C

Das prisma VENT50-C verfügt im Vergleich zum prisma VENT50 zusätzlich über den High-Flow-Modus (HFT). Im HFT-Modus stellt das Gerät einen konstanten Flow von 5 – 60 l/min. zur Verfügung. Zusätzlich kann Sauerstoff eingeleitet werden. Dieser Flow wird dem Patienten angewärmt und befeuchtet (mit z.B. dem prisma VENT AQUA) über entsprechende Nasenkanülen appliziert. Diese Nasenkanülen gibt es in verschiedenen Größen für die nicht-invasive Anwendung. Es steht auch ein Interface für die invasive Anwendung zur Verfügung.

Artikelnummer: 30690HL-4110 prisma VENT50-C



INOGEN G3

Dieser tragbare Konzentrator von INOGEN G3 ist leicht (2,2 kg mit Li-Ionen-Akku), robust und leistungsfähig. Pulsgesteuerter Fluss einstellbar in 4 Stufen. Bis zu 8 Stunden Autonomie mit Doppelakku.


Artikelnummer:

4CH10566

Inogen One G3 mit Akku für 4 Std

4CH10558

Inogen One G3 mit Akku für 8 Std



Sauerstofftherapie



CARA

CARA ist die modernste Nasalmaske von Löwenstein Medical. Sie perfektioniert Bewährtes auf moderne Art und Weise und überzeugt durch ihre Leichtigkeit, geringe Größe und ihr gelungenes Design. Das sich sanft anschmiegende, passgenaue Maskenkissen und das extrem leise Ausatemsystem sind die wichtigen Details, die das Leben für den Patienten leichter machen.

Artikelnummer:

25590	CARA Maske Gr. XS
25600	CARA Maske Gr. S/M
25610	CARA Maske Gr. M/L

Artikelnummer der Ersatzteile:

25189	Maskenkissen Gr. XS
25238	Maskenkissen Gr. S/M
25239	Maskenkissen Gr. M/L
25191	Kopfbänderung XS
25192	Kopfbänderung Standard
25233	Kopfbänderung inkl. Clips
25236	Clips (2-er Set)
25237	CARA Drehhülse / Schlauchadapter



JOYCEone

Eine sehr innovative Nasalmaske von Löwenstein Medical. Durch die geschickte Konstruktion des Maskenwulstes und die federnde Konstruktion der Stirnstütze passt eine Maskengröße praktisch zu jeder Gesichtsform. Sehr leises Ausatemgeräusch und volle Bewegungsfreiheit durch das patentierte Kugelgelenk.

Artikelnummer:

25260	JOYCEone Nasal Maske
-------	----------------------

Artikelnummer der Ersatzteile:

25253	JOYCEone Wulst
25255	Kopfbänderung JOYCEone inkl. Clips
26801	Stirnpolster
25206	Winkel, vented
25216	Drehhülse, vented
26890	Reissleine (Schnellentriegelung)



JOYCEeasy

Die überarbeitete JOYCEeasy Nasalmaske von Löwenstein Medical überzeugt durch eine noch bessere Passform und sehr gute Fertigungsqualität. Bewährte Elemente wie das Kugelgelenk und das leise, diffuse Ausatemsystem bleiben natürlich erhalten. Extrem leises Ausatemgeräusch.

Artikelnummer:

25510	JOYCEeasy Nasal Maske Gr. S
25520	JOYCEeasy Nasal Maske Gr. M
25530	JOYCEeasy Nasal Maske Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

26803	JOYCEeasy Wulst Gr. S
26813	JOYCEeasy Wulst Gr. M
26823	JOYCEeasy Wulst Gr. L
25505	Kopfbänderung inkl. Bänderungsclips
26801	Stirnpolster JOYCEeasy Nasal
25278	Winkel, vented - bedruckt
25216	Drehhülse, vented
26890	Reissleine Easy (Schnellentriegelung)



JOYCE SilkGel

Die Kombination von hochwertigem Gel und speziellem, reibreduziertem Silikon bietet bei dieser Therapiemaske von Löwenstein Medical höchste Hautfreundlichkeit und herausragende Anpassung an die Gesichtskontur. Sehr leicht zu reinigen. Erhältlich in drei Größen.

Artikelnummer:

26118	JOYCE SilkGel Gr. S
26128	JOYCE SilkGel Gr. M
26138	JOYCE SilkGel Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

26152	JOYCE SilkGel Wulst Gr. S
26153	JOYCE SilkGel Wulst Gr. M
26154	JOYCE SilkGel Wulst Gr. L
26350	SILKstrap Kopfbänderung inkl. Clips
26270	Stirnpolster SilkGel

CARA Full Face



Die neue Full Face Maske in der CARA Familie verbindet in einzigartiger Weise Komfort, Passform und Dichtigkeit zu einer der innovativsten Atemmasken in der respiratorischen Therapie. Das besonders weiche Maskenkissen besitzt differenzierte Oberflächenstrukturen, die für die verschiedenen Gesichtsregionen optimiert wurden.

Die Maske ist besonders leicht und engt das Gesichtsfeld aufgrund der kompakten Bauweise kaum ein. Auch diese Maske verfügt über das bekannte Kugelgelenk von Löwenstein Medical für eine möglichst große Bewegungsfreiheit des Anschlusschlauches.

Artikelnummer:

25630	CARA Full Face Gr. S
25640	CARA Full Face Gr. M
25650	CARA Full Face Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile

25601	Maskenkissen Gr. S
25602	Maskenkissen Gr. M
25603	Maskenkissen Gr. L
25243	Kopfbänderung
25623	Reissleine



JOYCEone Full Face

Diese Nasen-Mund-Maske von Löwenstein Medical vereint alle Vorteile der erfolgreichen JOYCEone-Serie: Leicht, kompakt, hoher Tragekomfort, sehr robuste Materialien und einfach in Handhabung und Reinigung.

Artikelnummer:

25290	JOYCEone Full Face Maske
-------	--------------------------

Artikelnummer der Ersatzteile:

25293	JOYCEone Full Face Wulst
25255	Kopfbänderung JOYCEone inkl. Clips
26801	Stirnpolster
15944	Kugelgelenk JOYCEone Full Face
26890	Reissleine (Schnellentriegelung)

JOYCEeasy Full Face

Als Ergebnis stetiger Produktweiterentwicklung beeindruckt diese erfolgreiche Nasen-Mund-Maske von Löwenstein Medical mit sehr ausgeglichenen Trageeigenschaften und vielen durchdachten Details wie das spezielle reibreduzierte Silikon, das einzigartige Kugelgelenk im Schlauchansatz oder den integrierten Druckmessanschluss. Erhältlich in den Größen S, M und L.

Artikelnummer:

25910	JOYCEeasy Full Face Gr. S
25920	JOYCEeasy Full Face Gr. M
25930	JOYCEeasy Full Face Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

26853	Wulst JOYCEeasy Full Face Gr. S
26863	Wulst JOYCEeasy Full Face Gr. M
26873	Wulst JOYCEeasy Full Face Gr. L
25505	Kopfbänderung inkl. Bänderungsclips
26801	Stirnpolster JOYCEeasy Full Face
26890	Reissleine Easy (Schnellentriegelung)

JOYCEeasy next FF

Die überarbeitete Version der erfolgreichen JOYCEeasy Full Face von Löwenstein Medical besitzt einen optimierten Maskenwulst und eine neue Kopfbänderung, beides speziell für hohe Drücke konzipiert. Leichtgängiger, ergonomischer Bänderungsclip für ein einfaches Handling der Maske. Besonders geeignet für Beatmungs- sowie Schlafapnoepatienten mit normalen bis adipösen Gesichtern. Auch als NV-Variante erhältlich.

Artikelnummer:

25109HLO	JOYCEeasy Next FF Vented Gr. S
25119HLO	JOYCEeasy Next FF Vented Gr. M
25129HLO	JOYCEeasy Next FF Vented Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

25105	Kopfbänderung
25269	Winkel
15944	Kugelgelenk
15864	Endoskopieadapter

JOYCE Full Face SilkGel

JOYCE SilkGel ist die Gel-Variante der bewährten Masken der JOYCE-Familie. Es gibt sie als Nasal- und Mund-Nasen-Masken. Ihr Maskenwulst und das Stirnpolster sind aus speziellem reibreduzierten Silikon gefertigt und garantieren noch mehr Tragekomfort. Die reibreduzierte Oberfläche dieses hochwertigen Silikons garantiert noch mehr Tragekomfort. Das Gel-Stirnpolster und die Bänderung mit optimiertem Schnitt runden die SilkGel-Masken perfekt ab.

Artikelnummer:

26418

JOYCE SilkGel Full Face Gr. S

26428

JOYCE SilkGel Full Face Gr. M

26438

JOYCE SilkGel Full Face Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

26452

Wulst JOYCE Full Face SilkGel Gr. S

26453

Wulst JOYCE Full Face SilkGel Gr. M

26454

Wulst JOYCE Full Face SilkGel Gr. L

26350

SILKstrap Kopfbänderung inkl. Clips

26270

Stirnpolster SilkGel



Full Face Masken

NP 15

Leise, leiser, am leisesten. Genau das ist die Nasenpolster-Maske NP 15. Wie der Name schon andeutet, beträgt ihre „Leisigkeit“ nur 15 Dezibel* – etwa wie das Blätterrauschen in der Ferne. Äußerst komfortabel ist die Schlaftherapie-Maske außerdem: Ihre zwei Kugelgelenke und die Schlauchfixiermöglichkeiten garantieren Ihnen unbeschränkte Bewegungsfreiheit, ohne dass Sie befürchten müssen, die Maske könne an Stabilität einbüßen. So bietet NP 15 Ihnen die allerbesten Voraussetzungen für einen erholsamen, gesunden Schlaf.

* 15 dB(A) (Dezibel) bei einem Druck von 10 hPa (Hektopascal)

Artikelnummer:

26755

NP 15 Nasal Pillow

Artikelnummer der Ersatzteile:

26782

NP 15 Nasenpolster Gr. S

26787

NP 15 Nasenpolster Gr. M

26792

NP 15 Nasenpolster Gr. L

26350

Kopfbänderung inkl. Schlauchfixierung

26777

Stirnpolster

JOYCEclinic FF

Eine Single-Patient-Use Full-Face-Maske von Löwenstein Medical für die akute nicht-invasive Beatmung. Schnelle, einfache Maskenanpassung und ein sicherer, komfortabler Maskensitz auch bei hohen Drücken. Mit 3 Größen und 4 unterschiedlichen Winkeladaptern finden Sie für jede Situation und Gerätekombination die passende Maske. Vormontierte, sofort erkennbare Reißleine zur schnellen Diskonnektion der Maske. Der optionale Endoskopie-Adapter ermöglicht eine Bronchoskopie, ohne die Beatmung unterbrechen zu müssen.

Artikelnummer:

26805

JOYCEclinic FF NV Gr. S

26815

JOYCEclinic FF NV Gr. M

26825

JOYCEclinic FF NV Gr. L

26840

JOYCEclinic FF Vented Gr. S

26850

JOYCEclinic FF Vented Gr. M

26860

JOYCEclinic FF Vented Gr. L

Artikelnummer der Ersatzteile:

26835

Kopfbänderung

15864


Endoskopieadapter



Allegra M30

Das neuartige technische Konzept der Allegra M30 eröffnet einzigartige Wiederaufbereitungsmöglichkeiten und macht die Absaugpumpe damit außergewöhnlich wirtschaftlich. Ob im Akkubetrieb oder stationär, die Allegra M30 überzeugt durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Artikelnummer:
4CH11101 Allegra M30



Absaugung



LM Flow / LM Flow 100

Die LM Flow-Serie zeichnet sich durch die intuitive Bedienoberfläche und die integrierte verbrauchsfreie Sauerstoffmessung aus. Der LM Flow 100 ermöglicht durch sein „Touch Display“ eine schnelle und präzise Einstellung des inspiratorischen Sauerstoffs und einen Flow bis zu 80 l/min. Der integrierte Befeuchter sorgt für eine optimale Atemgasklimatisierung auch bei hohen Flüssen. Zur Fortführung der Therapie nach Entlassung aus dem Krankenhaus kommt der LM Flow zur Anwendung, welcher speziell auf die Bedürfnisse der Patienten in der häuslichen Umgebung und zur Langzeitanwendung entwickelt wurde.

Artikelnummer:
 4CH12415 LM Flow 100
 4CH12417 LM Flow



MyAirvo 2

MyAirvo 2 setzt einen neuen Maßstab für die Atemtherapie in der Klinik und Zuhause. Der integrierte Luftflussgenerator in Verbindung mit einem beheizten Atemgasbefeuchter und das innovative Sauerstoffzufuhrsystem bieten Leistungsstärke und Benutzerfreundlichkeit. MyAirvo 2 kann mittels Nasenbrillen- und Tracheostomie-Anschluss betrieben werden. Der Flow lässt sich in Schritten von 5 l/min über einen Bereich von 15 l/min bis 45 l/min einstellen und erreicht nahezu 100 % relative Feuchte bei Körpertemperatur (37 °C).

Artikelnummer:
 4CH11353 MyAirvo 2



prismaAQUA

prismaAQUA - der leistungsfähige Befeuchter von Löwenstein Medical für alle Therapiegeräte der Modellreihen prismaLINE (Schlafatmtherapie) und prisma VENT (Beatmung). Mit komfortabler Vorheizfunktion und optionaler Schlauchheizung.

Artikelnummer:
 29680HLO prismaAQUA
 29490HLO prismaAQUA weiss



SOMNOaqua

SOMNOaqua – der Befeuchter für die beliebte SOMNOserie von Löwenstein Medical. Komfortable Bedienung und einfachste Reinigung. Selbst mit maximaler Befüllung bis zu 45° kippsicher.

Artikelnummer:
 24403 SOMNOaqua

Atemluftbefeuchter



VENTIclick

Der Atemluftbefeuchter für die VENTI-Serie von Löwenstein Medical wird eingesetzt, um den von einem Beatmungsgerät erzeugten Luftstrom zu erwärmen und mit Feuchtigkeit anzureichern. Dadurch wird verhindert, dass die oberen Atemwege des Patienten während der Therapie austrocknen

Artikelnummer:
24365 VENTIclick



prisma VENT AQUA

Der neue Aktivbefeuchter überzeugt durch seine äußerst einfache Handhabung. Er erkennt automatisch, ob Schlauchheizung und Temperatursonde angeschlossen sind und startet im entsprechenden Modus. Durch die einfache Bedienung und das umfassende Alarmmanagement ist er hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in der nicht-invasiven Beatmung und High-Flow Therapie geeignet

Artikelnummer:
100506 prisma VENT AQUA



AIRcon

Der Atemgasbefeuchter AIRcon verbindet moderne Technik und innovatives Design zu einer gelungenen Einheit. Das Ergebnis ist physiologisch konditioniertes Atemgas, das die Schleimhäute des maschinell beatmeten Patienten vor Austrocknung schützt und Beeinträchtigungen der mukoziliären Clearance verhindert. Mit dem AIRcon Atemgasbefeuchtungssystem steht ein neues Gesamtkonzept für alle Patientengruppen in Klinik und Heimversorgung zur Verfügung.

Artikelnummer:
4CH10884 AIRcon Klinik-Variante
4CH12003 AIRcon HomeCare Variante



Sonata

Sonata ist ein modernes Polysomnographie-System nach AASM Kriterien auf dem höchsten technischen Standard mit der vollsten Flexibilität und einem umfangreichen Leistungsspektrum. Fortlaufend optimierte Algorithmen erlauben eine zuverlässige und valide Vorauswertung der Aufzeichnung.

Mit seinen 65 Kanälen, dem ansprechenden Design, der integrierten WLAN Funktionalität und der Flexibilität in Sensorik, Applikation und Anwendung ist es der ideale Partner für zukünftige polysomnographische Untersuchungen.

Artikelnummer: 4CH12462 Sonata



MiniScreen PRO

Das innovative 40-Kanal PSG-System von Heinen + Löwenstein bietet hohe Flexibilität und Stabilität im täglichen Einsatz. Von der ambulanten Aufzeichnung bis hin zur umfassenden polysomnographischen Studie zeichnet sich das System durch einfache Bedienung und eindeutige Befundung aus.

Artikelnummer: 4CH10763 MiniScreen PRO



MiniScreen premium

MiniScreen premium ist das neue kardiorespiratorische Polygraphiesystem von Löwenstein Medical. Die Stärke des Gerätes liegt in der Erfassung des Atemflusssignals unter PAP-Therapie. Gerade bei Therapieformen mit schnell wechselnden und hohen Drücken wie BiLevel und ASV bietet die integrierte Differenzdruckmessung ein exzellentes Atemflusssignal. Deshalb ist MiniScreen premium prädestiniert für den Einsatz zur NIV-Kontrolle. Ein weiterer Vorteil des Geräts liegt in der Analyse von autonomen Arousal, welche eine zuverlässige Analyse von RERA in der Polygraphie erlaubt.

Artikelnummer: 4CH11905 MiniScreen premium



MiniScreen Plus

MiniScreen Plus ist der Bestseller unter den kardiorespiratorischen Polygraphiegeräten. Durch die einfache Ausbaufähigkeit auf bis zu 24 Kanäle kann das schlafmedizinische Diagnosespektrum sinnvoll erweitert werden.

Artikelnummer:
 4CH11924 MiniScreen Plus (7 Channel)
 4CH10600 MiniScreen Plus (10 Channel)
 4CH11547 MiniScreen Plus (24 Channel)



SOMNOcheck micro CARDIO

Neben den bekannten Parametern wie AHI, EI, Arousal Index, Pulsfrequenz und Schnarchen ermittelt dieser Schlaf-Screener erstmals den Cardiac Risk Index (CRI).

Dieser gibt Auskunft über das kardiovaskuläre Risiko Ihrer Patienten, über vorliegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen und über diagnostische Schritte. Basis der Analysen ist die pulsoxymetrisch ermittelte Pulswelle, mithilfe derer auch Arrhythmien und Cheyne-Stokes-Atmung erkannt werden.

Artikelnummer:
94570

SOMNOcheck micro CARDIO



LEOSound

LEOSound ist ein speziell entwickeltes neues Diagnosesystem, das es erlaubt Husten, Asthma und Lungengeräusche über einen langen Zeitraum aufzuzeichnen und zu analysieren.

Veränderungen normaler Lungengeräusche sind ein wichtiger Hinweis auf krankhafte Prozesse in Bronchialsystem und Lunge. Zur Klärung unklarer Symptome wie Luftnot, Giemen (Wheezing) und Husten ist eine nächtliche Langzeitregistrierung der Lungengeräusche sinnvoll, um diese qualitativ und quantitativ zu erfassen. Darüber hinaus ermöglicht LEOSound Verlaufskontrollen medikamentöser Behandlungen von beispielsweise asthmatischen Kindern und Erwachsenen. Das System ist eine hervorragende Ergänzung zur klassischen Auskultation mit dem Stethoskop und dank der mitgelieferten Dockingstation auch im ambulanten Umfeld problemlos einsetzbar.

Artikelnummer:
4CH10584

LEOSound



LÖWOSAN

Mit dem angenehm duftenden Spezialreiniger können Atemtherapie-Masken und Therapie-Schläuche materialschonend gereinigt werden. Die dabei verwendeten Duft- und Farbstoffe sind über 90% biologisch abbaubar. Somit sorgt LÖWOSAN für hygienische Sauberkeit und Frische.

Inhalt: 250 ml

Artikelnummer:
4CH10696

LÖWOSAN Maskenreiniger



Weitere Produkte



CPAP Kissen

Mit dem CPAP Schlafkissen wird der bestmögliche Sitz der CPAP Maske unterstützt. Die Halswirbelsäule wird optimal gelagert und Verspannungen durch unbequeme Haltungen entfallen.

Artikelnummer:
4CH10481

CPAP Kissen



Geko Nasenpolster

Verbessern Sie den Tragekomfort Ihrer Maske und minimieren Sie Leckagen, Druckstellen und Haut-irritationen mit dem Geko Nasenpolster. Bestehend aus latexfreiem und hypoallergenem Polymergel lässt sich das Geko bei allen Nasen- und FullFace Masken einsetzen. Das Geko Nasenpolster ist eine weiche, angenehm zu tragende Auflage, die vor dem Aufsetzen der Maske auf dem Nasenrücken platziert wird. Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt 30 Tage.

Artikelnummer:
4CH10396
4CH10397

Geko Nasenpolster Gr. S
Geko Nasenpolster Gr. L

Weitere Produkte



SchnarchStopp

Diese spezielle Bandage verhindert die Rückenlage und fördert das Schlafen in der Seitenlage. Die SchnarchStopp-Bandage setzt sich aus einem Formteil (WendeStopp) mit zwei Kunststoffstiften und einer Bandage zusammen. Die dehnungsfähige Bandage ist aus atmungsaktivem Stretch-Material gefertigt und überzeugt durch einfache Handhabung.

Artikelnummer:

4CH10709

4CH10710

4CH10711

4CH10712

Herren SchnarchStopp Gr. M

Damen SchnarchStopp Gr. M

Herren SchnarchStopp Gr. L

Damen SchnarchStopp Gr. L



Z1 Reise APAP

Lernen Sie das neue Z1 Auto kennen. Dank seines einzigartigen Therapie-Algorithmus und einer hohen Abtastrate liefert das Z1 Auto eine äußerst schnell ansprechende, wirksame Therapie bei einem niedrigen Gesamtdruck im Vergleich zum Standard-CPAP. Das Ergebnis ist eine sanfte Therapie, ein natürliches Atemmuster und eine angenehme Anwendung. Genießen Sie maximalen Komfort jede Nacht, egal, ob Sie zu Hause oder in einem Zelt mitten im Nirgendwo sind. Das Z1 Auto wurde für Sie entwickelt.

Artikelnummer:

4CH10635

Z1 Reise APAP mit Akku

Weitere Produkte

ÜBERSICHT PRODUKTE



Stand: 01/2020

p10060ch2001

Rev. 01/20

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems
Deutschland
T: +49 2603 9600-0
F: +49 2603 9600-50
info@hul.de
www.hul.de

Löwenstein Medical Schweiz AG
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof
Schweiz
T: +41 56 416 41 11
F: +41 56 416 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.ch

