

## HEMOCARE



## PANORAMICA HEMECARE

# Indice

## Terapia delle apnee del sonno

prisma JOURNAL .....	3
prisma20A .....	3
prisma SMART (plus / max) .....	4
prisma CLOUD .....	4
prisma25S .....	5
prisma25ST .....	5
prisma30ST-HFT .....	6
prismaCR .....	6
prisma LAB .....	6

## Ventilazione extra-ospedaliera

LUISA .....	7
prisma VENT40 .....	7
prisma VENT50 .....	8
prisma VENT50-C .....	8

## Maschere nasali

CARA .....	9
JOYCEone .....	9
JOYCEeasy .....	10
JOYCE Silk Gel .....	10

## Maschere Full Face

LENA .....	11
CARA Full Face .....	11
JOYCEone Full Face .....	12
JOYCEeasy Full Face .....	12
JOYCEeasy next FF .....	13
JOYCE Full Face SilkGel .....	13

## Maschere per uso ospedaliero

JOYCEclinic FF .....	14
----------------------	----

## Aspirazione

Allegra M30 .....	14
-------------------	----

## Terapia High Flow

LM Flow / LM Flow 100 .....	15
LM High Flow nasal Cannula .....	15

## Umidificatori

prismaAQUA .....	16
prismaVENT AQUA .....	16
LM 2000 .....	17

## Polisonnografia

Sonata .....	17
--------------	----

## Poligrafia

Scala .....	18
SOMNOcheck micro CARDIO .....	18

## Diagnosi dei disturbi della respirazione

LEOSound .....	19
----------------	----

## Banca dati del sonno

Banca dati del sonno (SDB) .....	19
----------------------------------	----

## Ossigenoterapia

Inogen G3 .....	20
Inogen G5 .....	20
EverFlo .....	20

## Altri prodotti

LÖWOSAN .....	21
Speciali salviette igienizzanti .....	21
Pad nasale Gecko .....	22
Fascia antirussamento .....	
SchnarchStopp .....	22
APAP da viaggio Z1 .....	23



## prisma JOURNAL

Con prisma JOURNAL potete accedere in modo semplice e rapido ai dati della terapia presenti nei dispositivi prisma SOFT, prisma SMART, prisma 20C e prisma 20A. prisma JOURNAL supporta i pazienti nella gestione autonoma della loro terapia. I dati vengono visualizzati in modo comodo e completo. Si possono inoltre ottenere informazioni sulla qualità del sonno e generare schermate con la panoramica della terapia in formato stampabile.

## prisma20A

Il dispositivo Auto CPAP della nota linea di prodotti prisma di Löwenstein Medical offre tutto il necessario per il trattamento dei disturbi del sonno. Interfaccia utente funzionale con ampio display touch, ottima turbina con riserva di potenza elevata, regolazione intelligente della pressione durante il ciclo respiratorio. Numerose funzioni comfort e il collaudato algoritmo Auto CPAP con tecnologia FOT. L'umidificatore prismaAQUA collegabile con un clic è dotato della funzione di riscaldamento tubo come optional.

Codici articolo:  
29600HL-4110  
29601HL-4110

prisma20A con custodia Premium  
prisma20A con custodia Basic

Codice articolo circuito:  
29083

Tubo flessibile riscaldabile  
prisma 15 mm





## prisma SMART (plus / max)

prisma SMART si inserisce nella tradizione di eccellenza dei dispositivi Auto CPAP di Löwenstein Medical e offre inoltre la possibilità di scegliere tra una regolazione della pressione classica o dinamica per una terapia personalizzata in base alle esigenze del paziente. La modalità comfort softPAP può essere attivata in qualsiasi momento.

**NOVITÀ:** i modelli prisma SMART plus e max hanno funzioni telemetriche aggiuntive.



## prisma CLOUD

prisma CLOUD è la soluzione di telemedicina completa per il medico e il paziente impegnati nella ventiloterapia domiciliare. I dati della terapia aggiornati giorno per giorno possono essere analizzati in qualsiasi momento. In molti casi l'operatore sanitario può effettuare gli aggiustamenti necessari direttamente tramite prisma CLOUD.

prisma CLOUD è un prodotto medicale certificato.



Terapia delle apnee del sonno



## prisma25S

Questo dispositivo automatico BiLevel di Löwenstein Medical presenta una serie di innovazioni tecniche che lo distinguono dai prodotti della sua classe. Ampio display touch a colori. Funzioni trigger intelligenti. A scelta con TRI-Level, il collaudato algoritmo che garantisce un notevole risparmio di pressione. Con prismaAQUA e riscaldamento tubo come optional.

Codice articolo:  
29900HL-4110                      prisma25S

Codice articolo circuito:  
29067                      Tubo flessibile riscaldabile prisma  
19 mm



## prisma25ST

Il più venduto dispositivo BiLevel ST per la terapia delle apnee del sonno coniuga numerose innovazioni tecnologiche di Löwenstein Medical con un compressore straordinariamente potente e un processore all'avanguardia. La modalità Auto ST unica nel suo genere schiude nuove prospettive terapeutiche per i disturbi respiratori durante il sonno.

**NOVITÀ:** e inoltre con algoritmi ottimizzati per una terapia BiLevel ancora più confortevole.

Codice articolo:  
29920HL-4110                      prisma25ST

Terapia delle apnee del sonno

## prisma30ST-HFT

prisma30ST-HFT è il dispositivo d'elezione per il trattamento di pazienti con disturbi respiratori durante il sonno, riduzione cronica dello stimolo respiratorio e insufficienza respiratoria. Dotato di opzioni di regolazione BiLevel automatiche e manuali, volume target, modalità High Flow, vari parametri comfort e soluzioni di connettività moderne, prisma30ST-HFT è versatile nell'impiego e offre un supporto respiratorio efficace e confortevole.

Codice articolo:

4CH12813

prisma30ST-HFT



## prismaCR

Il prodotto di punta della serie prisma coniuga un moderno compressore ad alte prestazioni con la tecnologia di ventilazione clinicamente testata di Löwenstein Medical per il trattamento dei disturbi respiratori nel sonno centrali e complessi. La servoventilazione anticiclica (AcSV) con gestione automatica EPAP e la tecnologia opzionale TRILevel offrono opzioni terapeutiche altamente personalizzate; una caratteristica unica del dispositivo è il range di pressione da 4 a 30 hPa.

Codice articolo:

29960HL-4110

prismaCR

Codice articolo circuito:

29067

Tubo flessibile riscaldabile prisma  
19 mm



## prismaLAB

Tutte le modalità e le funzionalità della terapia delle apnee del sonno riunite in un dispositivo estremamente compatto e silenzioso. Oggi prismaLAB è la piattaforma di riferimento per l'impostazione della terapia nel laboratorio del sonno. Abbinabile con il software prismaTS per la gestione da remoto e la registrazione di titolazione e esito della terapia.

**NOVITÀ:** e inoltre con algoritmi ottimizzati per una terapia BiLevel ancora più confortevole.

Codice articolo:

29980HL-4110

prisma LAB



Terapia delle apnee del sonno

**NOVITÀ!**



[breatheanywhere.com](http://breatheanywhere.com)

## LUISA

Questo innovativo prodotto di Löwenstein Medical è particolarmente compatto, leggero e mobile. Funziona sia in posizione verticale che in orizzontale e può essere posizionato senza problemi su sedie a rotelle o letti. La durata batteria fino a 18 ore amplia il raggio di azione di chi lo utilizza e fa sentire più sicuri. Grazie all'ampio display da 10 pollici l'utilizzo di LUISA è molto semplice. Il menu è strutturato in maniera particolarmente intuitiva, mentre una serie di funzioni aggiuntive ne facilitano l'utilizzo quotidiano.

Possibilità di ventilazione da 30 ml VT; modalità High Flow, CPAP e MPV in tutti i circuiti.

Codice articolo:  
4CH12956

LUISA



## prisma VENT40

Il moderno ventilatore polmonare prisma VENT40 è sinonimo di sicurezza e flessibilità: grazie all'ampio range di pressione fino a 40 hPa e alla compensazione del volume, questo dispositivo è adatto per il trattamento di un ampio spettro di patologie. prisma VENT40 è dotato inoltre di un sistema di gestione di tutti gli allarmi, di un alimentatore incorporato e di una batteria interna opzionale. prisma VENT40 può essere così trasportato senza problemi e utilizzato sempre con la massima sicurezza.

Codice articolo:  
29550HL-4110

prisma VENT40

Ventilazione extra-ospedaliera



## prisma VENT50

Oltre alla ventilazione attraverso un circuito con perdite come in prisma VENT40 il nuovo prisma VENT50 offre ora anche la possibilità di utilizzare un circuito singolo con valvola paziente. A ciò si aggiunge un range di pressione ancora più ampio fino a 50 hPa, la modalità di ventilazione con boccaglio a pressione e a volume controllati (MPVp e MPVv) e la funzione LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) per l'induzione dei colpi di tosse e la gestione del secreto. prisma VENT 50 è dotato inoltre di un sistema di gestione di tutti gli allarmi e di una batteria con un'autonomia di 12 ore.

Codice articolo:  
4CH11595

prisma VENT50



## prisma VENT50-C

Rispetto a prisma VENT50, il ventilatore prisma VENT50-C offre anche la modalità High Flow (HFT). In modalità HFT il dispositivo garantisce un flusso costante di 5–60 l/min. Può inoltre essere aggiunto anche l'ossigeno. Questo flusso, riscaldato e umidificato, (ad es. con prisma VENT AQUA) viene erogato al paziente tramite apposite cannule nasali. Le cannule nasali sono disponibili in varie misure per l'uso non invasivo. È inoltre disponibile un'interfaccia per applicazione invasiva.

Codice articolo:  
30690HL-4110

prisma VENT50-C

Ventilazione extra-ospedaliera



## CARA



CARA è la maschera nasale all'avanguardia di Löwenstein Medical. Reinterpreta in chiave moderna una tecnologia comprovata e convince con la sua leggerezza, le dimensioni ridotte e il design riuscito. Il cuscinetto della maschera morbido e confortevole che aderisce perfettamente e l'espiratore particolarmente silenzioso sono i dettagli più importanti che semplificano la vita del paziente.

### Codici articolo:

25590	Maschera CARA mis. XS
25600	Maschera CARA mis. S/M
25610	Maschera CARA mis. M/L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

25189	Cuscinetto della maschera mis. XS
25238	Cuscinetto della maschera mis. S/M
25239	Cuscinetto della maschera mis. M/L
25191	Fascia per la testa XS
25192	Fascia per la testa standard
25233	Fascia per la testa incl. clip
25236	Clip (set da 2)
25237	Manicotto girevole / adattatore per tubi CARA

## JOYCEone



Si tratta di una maschera nasale di Löwenstein Medical particolarmente innovativa. Grazie allo speciale bordo di protezione e all'elasticità dell'appoggio frontale la maschera si adatta facilmente alla forma del viso. Espiratore silenziosissimo e massima semplicità d'uso grazie al giunto sferico brevettato.

### Codice articolo:

25260	Maschera nasale JOYCEone
-------	--------------------------

### Codici articolo delle parti di ricambio:

25253	Bordo JOYCEone
25255	Fascia per la testa JOYCEone incl. clip
26801	Cuscinetto per la fronte
25206	Raccordo angolare, vented
25216	Manicotto girevole, vented
26890	Cordicella a strappo (sbloccaggio rapido)



## JOYCEeasy

L'ultima versione della maschera nasale JOYCEeasy di Löwenstein Medical ha una vestibilità ancora migliore e finiture di ottima qualità. Rimangono invariate caratteristiche comprovate quali il giunto sferico e l'espiratore diffuso e silenzioso. Rumori di espirazione ridotti al minimo.

### Codici articolo:

25510	Maschera nasale JOYCEeasy mis. S
25520	Maschera nasale JOYCEeasy mis. M
25530	Maschera nasale JOYCEeasy mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

26803	Bordo JOYCEeasy mis. S
26813	Bordo JOYCEeasy mis. M
26823	Bordo JOYCEeasy mis. L
25505	Fascia per la testa incl. clip per fascia
26801	Cuscinetto per la fronte JOYCEeasy Nasal
25278	Raccordo angolare, vented – stampato
25216	Manicotto girevole, vented
26890	Cordicella a strappo Easy (sbloccaggio rapido)

Le maschere qui raffigurate rappresentano solo una parte della nostra gamma di prodotti. Per maggiori informazioni, anche sulle maschere di terzi, rivolgersi al nostro servizio clienti. Telefono: +41 56 416 41 11



## JOYCE SilkGel

Grazie alla combinazione di un gel di qualità e uno speciale silicone che riduce l'attrito, questa maschera di Löwenstein Medical è particolarmente delicata sulla pelle e si adatta perfettamente al contorno del viso. Facilissima da pulire. Disponibile in tre misure.

### Codici articolo:

26118	JOYCE SilkGel mis. S
26128	JOYCE SilkGel mis. M
26138	JOYCE SilkGel mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

26152	Bordo JOYCE SilkGel mis. S
26153	Bordo JOYCE SilkGel mis. M
26154	Bordo JOYCE SilkGel mis. L
26350	Fascia per la testa SILKstrap incl. clip
26270	Cuscinetto per la fronte SilkGel

**NOVITÀ!**



## LENA

Per tante persone la respirazione è un'azione scontata. I pazienti con insufficienza respiratoria o disturbi respiratori durante il sonno hanno tuttavia bisogno di un supporto. LENA, la nuova maschera Full Face di Löwenstein Medical è la soluzione giusta.

L'aspetto più importante è un posizionamento della maschera comodo, in particolare quando vengono erogate pressioni elevate o la differenza di pressione tra inspirazione e espirazione è molto ampia. Il cuscinetto della maschera con doppio labbro è stato appositamente sviluppato per queste esigenze. Grazie alla fascia per la testa che aderisce bene e al collegamento stabile tra corpo e cuscinetto della maschera LENA è sicura giorno e notte.

Ulteriori caratteristiche della maschera LENA sono l'espirazione diffusa e silenziosa, il giunto sferico, l'utilizzo intuitivo, la connessione incorporata per l'erogazione di ossigeno, la possibilità di scelta tra modelli vented e non-vented nonché gli accessori: cordicella a strappo e adattatore endoscopico.



## CARA Full Face

La nuova maschera Full Face della linea di prodotti CARA è una delle maschere più innovative per il trattamento dei disturbi respiratori in grado di unire comfort, aderenza e tenuta eccezionali. Il cuscinetto della maschera particolarmente morbido presenta una superficie strutturata ottimizzata in base alle diverse zone del viso.

La maschera è particolarmente leggera e, grazie alla sua forma compatta, restringe appena il campo visivo. Anche questa maschera è dotata del giunto sferico sviluppato da Löwenstein Medical per la massima libertà di movimento del tubo di connessione.

### Codici articolo:

25630	CARA Full Face mis. S
25640	CARA Full Face mis. M
25650	CARA Full Face mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio

25601	Cuscinetto della maschera mis. S
25602	Cuscinetto della maschera mis. M
25603	Cuscinetto della maschera mis. L
25243	Fascia per la testa
25623	Cordicella a strappo

Maschere Full Face



## JOYCEone Full Face

La maschera naso-boccale di Löwenstein Medical riassume tutti i vantaggi della serie di successo JOYCEone: è leggera, compatta, ha una vestibilità elevata, è realizzata con materiali particolarmente robusti ed è facile da maneggiare e da pulire.

Codice articolo:  
25290 Maschera JOYCEone Full Face

Codici articolo delle parti di ricambio:  
25293 Bordo JOYCEone Full Face  
25255 Fascia per la testa JOYCEone  
incl. clip  
26801 Cuscinetto per la fronte  
15944 Giunto sferico JOYCEone Full Face  
26890 Cordicella a strappo  
(sbloccaggio rapido)



## JOYCEeasy Full Face

Questa maschera naso-boccale di successo, risultato dello sviluppo continuo dei prodotti di Löwenstein Medical, è particolarmente comoda da indossare e possiede una serie di caratteristiche intelligenti come lo speciale silicone che riduce l'attrito, il giunto sferico collaudato per l'attacco del tubo e la connessione per la misurazione della pressione. Disponibile nelle misure S, M e L.

Codici articolo:  
25910 JOYCEeasy Full Face mis. S  
25920 JOYCEeasy Full Face mis. M  
25930 JOYCEeasy Full Face mis. L

Codici articolo delle parti di ricambio:  
26853 Bordo JOYCEeasy Full Face mis. S  
26863 Bordo JOYCEeasy Full Face mis. M  
26873 Bordo JOYCEeasy Full Face mis. L  
25505 Fascia per la testa incl. clip per fascia  
26801 Cuscinetto per la fronte  
JOYCEeasy Full Face  
26890 Cordicella a strappo Easy  
(sbloccaggio rapido)

Maschere Full Face

## JOYCEeasy next FF

L'ultima versione della riuscita maschera JOYCEeasy Full Face di Löwenstein Medical presenta un bordo di protezione ottimizzato e una nuova fascia per la testa, entrambi sviluppati appositamente per resistere alle pressioni elevate. La clip per fascia scorrevole e ergonomica rende più maneggevole la maschera. Particolarmente adatta per pazienti sottoposti a ventilazione meccanica o terapia delle apnee del sonno con viso da normale a grasso. Disponibile anche nella versione NV.

### Codici articolo:

25109HLO	JOYCEeasy Next FF Vented mis. S
25119HLO	JOYCEeasy Next FF Vented mis. M
25129HLO	JOYCEeasy Next FF Vented mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

25105	Fascia per la testa
25269	Raccordo angolare
15944	Giunto sferico
15864	Adattatore endoscopico

## JOYCE Full Face SilkGel

JOYCE SilkGel è la maschera con gel della comprovata linea JOYCE. È disponibile sia come maschera nasale che come maschera naso-boccale. Il bordo di protezione e il cuscinetto per la fronte sono realizzati con uno speciale silicone che riduce l'attrito e offre una vestibilità ancora maggiore. La superficie del silicone, riducendo l'attrito, offre una vestibilità ancora maggiore. Il cuscinetto per la fronte in gel e le fasce dal taglio ottimizzato completano perfettamente queste maschere SilkGel.

### Codici articolo:

26418	JOYCE SilkGel Full Face mis. S
26428	JOYCE SilkGel Full Face mis. M
26438	JOYCE SilkGel Full Face mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

26452	Bordo JOYCE Full Face SilkGel mis. S
26453	Bordo JOYCE Full Face SilkGel mis. M
26454	Bordo JOYCE Full Face SilkGel mis. L
26350	Fascia per la testa SILKstrap incl. clip
26270	Cuscinetto per la fronte SilkGel



## JOYCEclinic FF

Maschera Full Face Single Patient Use di Löwenstein Medical per la ventilazione acuta non invasiva. Adattamento rapido e semplice e posizionamento sicuro e comodo della maschera anche a pressioni elevate. Con 4 diversi adattatori angolari disponibili in 3 misure troverete la maschera giusta per ogni situazione e combinazione di apparecchi. Cordicella a strappo già inserita e chiaramente riconoscibile per uno sbloccaggio rapido della maschera. L'adattatore endoscopico disponibile come accessorio consente di eseguire la broncoscopia senza dover interrompere la ventilazione.

### Codici articolo:

26805	JOYCEclinic FF NV mis. S
26815	JOYCEclinic FF NV mis. M
26825	JOYCEclinic FF NV mis. L
26840	JOYCEclinic FF Vented mis. S
26850	JOYCEclinic FF Vented mis. M
26860	JOYCEclinic FF Vented mis. L

### Codici articolo delle parti di ricambio:

26835	Fascia per la testa
15864	Adattatore endoscopico



## Allegra M30

L'innovativa maschera Allegra M30 offre nuove e straordinarie possibilità di trattamento successivo all'uso e rende quindi la pompa di aspirazione particolarmente conveniente. Sia nel funzionamento a batteria che durante l'utilizzo fisso Allegra M30 si distingue per robustezza e lunga durata.

### Codice articolo:

4CH1101	Allegra M30
---------	-------------

Maschere per uso ospedaliero

Aspirazione



## LM Flow / LM Flow 100

La serie LM Flow è caratterizzata da una interfaccia utente intuitiva e un sistema di misurazione dell'ossigeno incorporato. Grazie al "display touch" LM Flow 100 permette di regolare in modo rapido e preciso l'ossigeno inspiratorio e un flusso fino a 80 l/min. L'umidificatore interno garantisce una climatizzazione ottimale dei gas inspirati anche ad alti flussi. LM Flow viene utilizzato per il proseguimento della terapia dopo le dimissioni ospedaliere ed è stato pertanto sviluppato per le esigenze dei pazienti in ambito domiciliare e per l'uso prolungato.

Codici articolo:

4CH12415

LM Flow 100

4CH12417

LM Flow



I seguenti dispositivi sono adatti anche per la terapia High Flow: prisma30ST-HFT (pagina 6), prisma VENT50-C (pagina 8), LUISA (pagina 7).

## LM High Flow nasal Cannula

La cannula nasale ad alti flussi LM High Flow nasal Cannula di Löwenstein Medical è molto semplice da utilizzare grazie allo speciale dispositivo di fissaggio. Essendo realizzate con un materiale dalle caratteristiche particolari, le nasocannule si adattano alla narice del paziente per una elevata vestibilità e la buona riuscita della terapia ad alti flussi fino a 80 l/min. Con la sua forma speciale, LM High Flow nasal Cannula per la terapia ad alti flussi può essere introdotta sul lato sinistro o destro.

Codici articolo:

4CH12424

LM High Flow nasal Cannula adulti mis. S

4CH12425

LM High Flow nasal Cannula adulti mis. M

4CH12426

LM High Flow nasal Cannula adulti mis. L

4CH12427


LM High Flow nasal Cannula bambini mis. S

4CH12428

LM High Flow nasal Cannula bambini mis. M

4CH12429

LM High Flow nasal Cannula bambini mis. L



Terapia High Flow



## prismaAQUA

prismaAQUA è l'umidificatore di Löwenstein Medical per tutti i dispositivi terapeutici delle serie prismaLINE (terapia dei disturbi del sonno) e prisma VENT (ventilazione). Con comoda funzione di pre-riscaldamento e riscaldamento tubo come optional.

Codici articolo:

29680HLO

prismaAQUA

29490HLO

prismaAQUA bianco



## prisma VENT AQUA

Il nuovo umidificatore attivo è estremamente maneggevole. Rileva automaticamente se il riscaldamento del tubo e la sonda di temperatura sono collegati e avvia la modalità corrispondente. Grazie alla sua semplicità d'uso e al sistema di gestione di tutti gli allarmi rappresenta la soluzione ideale per applicazioni complesse quali la ventilazione non invasiva e la terapia High Flow.

Codice articolo:

100506

prisma VENT AQUA

Umidificatori





## LM 2000

LM 2000 rappresenta la nuova generazione di umidificatori attivi indicati per l'uso nei neonati, nei bambini e negli adulti. L'ampio touch screen offre un comodo e rapido accesso a tutte le informazioni e funzioni di rilievo.

- ▶ Regolazione intuitiva e personalizzata della temperatura
- ▶ Modalità impostabili: invasiva / non invasiva / Weaning
- ▶ Salvaschermo per la modalità notturna
- ▶ Riconoscimento automatico della camera d'acqua
- ▶ Riconoscimento elettronico del livello di riempimento
- ▶ Regolazione della temperatura e dell'umidità

Codice articolo:

4CH12585

LM 2000



## Sonata

Sonata è un moderno dispositivo polisonnografico conforme agli standard AASM in grado di coniugare una tecnologia all'avanguardia con la massima flessibilità e un ampio spettro di funzioni. Algoritmi in continuo sviluppo permettono uno screening affidabile e valido attraverso la registrazione di parametri specifici.

Con 65 canali, un design innovativo, funzioni WLAN integrate e grande flessibilità in termini di sensori, applicazione e utilizzo è lo strumento ideale per i vostri prossimi esami polisonnografici.

Codice articolo:

4CH12462

Sonata




## Scala

Scala ha ridefinito il concetto di polisonnografia cardiorespiratoria. I classici canali di derivazione della respirazione possono essere integrati in qualsiasi momento da segnali elettrofisiologici liberamente programmabili, senza costi aggiuntivi e a un prezzo di acquisto incredibilmente conveniente.

Codice articolo:  
4CH12895

Scala

Per il materiale di consumo e gli accessori dei sistemi diagnostici dei vari fornitori si prega di contattare il nostro servizio clienti: +41 56 416 41 11.



## SOMNOcheck micro CARDIO

Oltre a parametri noti quali AHI, OI, Arousal Index, frequenza cardiaca e russamento questo sistema di screening del sonno rileva anche l'indice CRI (Cardiac Risk Index).

Quest'ultimo fornisce informazioni sul rischio cardiovascolare del paziente, su eventuali patologie cardiocircolatorie e sulle fasi diagnostiche. L'analisi si basa sull'onda sfigmica rilevata mediante pulsossimetro, la quale consente di rilevare eventuali aritmie e il respiro di Cheyne-Stokes.

Codice articolo:  
94570

SOMNOcheck micro CARDIO

Poligrafia



## LEOSound

LEOSound è un sistema diagnostico di nuova concezione che consente di registrare e analizzare nel lungo periodo tosse, asma e rumori polmonari.

Rumori polmonari anomali sono un sintomo importante di patologie a carico del sistema bronchiale e del polmone. Per approfondire sintomi ambigui quali fame d'aria, respiro sibilante (wheezing) e tosse è consigliata la registrazione notturna dei rumori polmonari nel lungo periodo, ai fini della loro analisi qualitativa e quantitativa. LEOSound consente inoltre il follow-up di trattamenti farmacologici ad esempio negli adulti e nei bambini asmatici. Il sistema è ideale per completare la classica procedura di auscultazione con lo stetoscopio e grazie alla docking station integrata può essere utilizzato senza problemi anche in ambulatorio.

Codice articolo:  
4CH10584

LEOSound



## Banca dati del sonno (SDB)

Il software per l'organizzazione del vostro laboratorio del sonno.

Per organizzare in modo efficace i processi nel laboratorio del sonno sono disponibili le numerose funzioni della banca dati del sonno (SDB). A cominciare dalla registrazione dei dati dei pazienti, che possono essere inseriti manualmente, tramite scansione della tessera sanitaria o acquisizione dei dati anagrafici tramite interfaccia HL7 o GDT. Per proseguire con la pianificazione dei casi, degli appuntamenti e dell'occupazione dei posti nel laboratorio del sonno, degli apparecchi poligrafici e degli appuntamenti in ambulatorio o in reparto. È inoltre possibile importare e esportare i dati anagrafici e dei referti, nonché i documenti, in vari prodotti software, così come avviare le registrazioni poligrafiche e polisonnografiche. Un'ulteriore funzione consente di generare automaticamente i documenti, quali ad es. referti medici, prescrizioni etc. secondo il proprio modello e in funzione statistica.



## INOGEN G3

Questo concentratore portatile di INOGEN G3 è leggero (2,2 kg compresa la batteria agli ioni di litio), robusto e potente. Il flusso in base alla frequenza cardiaca è regolabile su 4 livelli. Fino a 8 ore di autonomia grazie alla batteria doppia.

Codici articolo:

4CH10566

Inogen One G3 con autonomia di 4 ore

4CH10558

Inogen One G3 con autonomia di 8 ore



## INOGEN G5

Inogen One G5 eroga la maggiore concentrazione di ossigeno per chilogrammo rispetto a qualsiasi altro concentratore disponibile oggi sul mercato. Con impostazione del flusso di 1-6 litri Inogen One G5 è stato sviluppato per offrire una maggiore indipendenza ai pazienti in ossigenoterapia 24 ore su 24. Può essere utilizzato dentro e fuori casa e offre ai pazienti la libertà di avere sempre una alimentazione di ossigeno disponibile.

Codice articolo:

4CH12803

Inogen G5



## EverFlo

Concentratore di ossigeno compatto per uso ospedaliero e domestico dal peso estremamente ridotto (14 kg). Grande maneggevolezza e silenziosità. Non richiede interventi di manutenzione regolari.

Codice articolo:

4CH10524

EverFlo

Ossigenoterapia



## LÖWOSAN

Detergente speciale dal profumo fresco e gradevole per la pulizia delicata delle maschere respiratorie e dei tubi dei dispositivi per la terapia. Le fragranze e i coloranti utilizzati sono biodegradabili oltre il 90%. LÖWOSAN garantisce igiene, pulizia e freschezza.

Contenuto: 250 ml

Codice articolo:  
4CH10696

LÖWOSAN

## Speciali salviette igienizzanti

Comode per la pulizia giornaliera. Rimuovono sporco, grasso, olio e altri residui organici senza l'uso di sostanze chimiche. Detergente naturale, ottenuto dalle noci di cocco e da altri estratti naturali.

Le salviette igienizzanti sono biodegradabili, prive di alcol e lattice e realizzate in cotone al 100%. Disponibili al profumo di limone o inodori.

Codici articolo:  
4CH10479  
4CH10480

Speciali salviette igienizzanti neutre  
Speciali salviette igienizzanti  
al profumo di limone



Altri prodotti



## Cuscinetto nasale Gecko

Il cuscinetto nasale Gecko migliora la vestibilità della maschera e riduce al minimo le perdite, i punti di compressione e le irritazioni cutanee. Costituito da un gel polimerico privo di lattice e ipoallergenico, Gecko può essere utilizzato con tutte le maschere nasali e FullFace. Il cuscinetto nasale Gecko è morbido e comodo da indossare e si posiziona sul dorso del naso prima di applicare la maschera. La durata di utilizzo consigliata è di 30 giorni.

Codici articolo:

4CH10396

Cuscinetto nasale Gecko mis. S

4CH10397

Cuscinetto nasale Gecko mis. L



## Fascia antirussamento SchnarchStopp

Questa speciale fascia impedisce la posizione supina e stimola a dormire sul fianco. La fascia antirussamento si compone di una parte stampata (che impedisce di girarsi) con due perni di plastica e di una fascia. La fascia allungabile è realizzata in tessuto stretch traspirante ed è facile da utilizzare.

Codici articolo:

4CH10709

Fascia antirussamento SchnarchStopp per uomini mis. M

4CH10710

Fascia antirussamento SchnarchStopp per donne mis. M

4CH10711

Fascia antirussamento SchnarchStopp per uomini mis. L

4CH10712

Fascia antirussamento SchnarchStopp per donne mis. L

Altri prodotti



## Dispositivo APAP da viaggio Z1

Vi presentiamo il nuovo Z1 Auto. Grazie all'algoritmo per la terapia unico nel suo genere e a un frequenza di scansione elevata, Z1 Auto eroga molto velocemente una terapia efficace con una pressione complessiva bassa rispetto a un dispositivo CPAP standard. Il risultato è una terapia dolce, un modello respiratorio naturale e un utilizzo comodo. Godetevi il massimo comfort ogni notte, a casa vostra o in un tenda in mezzo al nulla. Z1 Auto è stato sviluppato appositamente per voi.

Codice articolo:  
4CH10635

APAP da viaggio Z1 con batteria



Altri prodotti



Rev. 03/2021

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems  
Germania  
T: +49 2603 9600-0  
F: +49 2603 9600-50  
info@hul.de  
www.hul.de

Löwenstein Medical Schweiz  
Seestrasse 14b, 5432 Neuenhof  
Svizzera  
T: +41 56 416 41 11  
F: +41 56 416 41 21  
info@loewensteinmedical.ch  
loewensteinmedical.ch

Link al sito web:

